

# アナログ感染症対策ではもう遅い! これからの時代は、空間除菌・空間消臭。



安心できる空間へ。空間噴霧対応



・プロトクリンウォーター20L・プロトクリンウォーター10L・プロトクリンウォーター2L(遮光性ボトルタイプ)  
・専用希釈容器(携帯用ミンスプレー、手指消毒用スプレー、スプレーボトルタイプ)

## プロトクリンウォーター専用 霧化器 VBH-35

- 形式:VBH-35 ■霧化能力:約0.35L/h~約0.03L/h
- 霧化時間:8.5h~100h(計算値) ■タンク容量:約3.0L
- 対応面積:12~20畳(加湿効果範囲は約1/2)
- 電源:AC100V(50/60Hz) ■消費電力:43W/41W
- 外形寸法:幅260、奥行120、高さ300 ■質量:2.5kg

### プロトクリンウォーターの効果は?

試験ウイルス	開始時	15秒後	60秒後
インフルエンザウイルス	6.5	<1.5	<1.5
ネコカリシウイルス*	6.5	4.0	<2.5

\*ノロウイルスの代替ウイルス

試験菌	開始時	15秒後	60秒後
大腸菌(O157:H7)	1.9×10 <sup>6</sup>	<10	<10
レジオネラ	8.4×10 <sup>6</sup>	<100	<100
緑膿菌	1.1×10 <sup>6</sup>	<10	<10
サルモネラ	1.5×10 <sup>6</sup>	<10	<10
MRSA	9.1×10 <sup>6</sup>	20	<10

プロトクリンウォーター塩素濃度20ppmで試験実施

<:検出せず

15秒後には、ほとんどの菌・ウイルスが検出限界となっています。アルコールでは効果の出にくいノロウイルスに対しても、効果が証明されています。

ウイルス不活化試験-殺菌効果試験(日本食品分析センター-浦09007802号)

### 会社概要

- 企業名 株式会社ビケンテクノ
- 所在地 大阪府吹田市
- 資本金 18億800万円
- 設立 1963年

## 1. 人がいるまま空間除菌

プロトクリンウォーターを空間に噴霧するだけで、ノロウイルス・インフルエンザなどの感染症から入居者様を守ります。手洗いうがいだけではカバーできない積極的な対策が可能です。

## 2. 施設内の独特なニオイをシャットアウト

一番効果が分かりやすいのがニオイ。入居者様はもちろん、ご家族の方にも喜びの声をいただいています。

## 3. 人にも環境にもやさしい成分

プロトクリンウォーターは、有機物(ニオイの原因など)と接触すると分解します。人体や建物への影響がなく、市販の除菌剤や抗菌剤より安心してお使いいただけます。

- 日夜衛生管理に励む現場の声から開発された商品、それがプロトクリンウォーターです。日頃から、感染症対策やニオイの問題は解決されない課題でした。導入後は、まず消臭効果が喜ばれ、また、年間を通じて感染症にかかる入居者様が激減したとの好評価をいただきました。プロトクリンウォーターの主成分は、厚生労働省認可の食品添加物であり、人に無害で安心です。加湿効果も兼ね備え、室内空間のトータルな衛生管理に絶大な効果を発揮します。



これはすごい! 共有部分でも個室でも、  
除菌・消臭効果は絶大です。

私たちが生活している空間には、さまざまな細菌やウイルスが浮遊しており、高齢者施設も例外ではありません。特に高齢者施設は、入居者様やご家族様、スタッフの方など、日々いろいろな方が出入りされている場所です。

そこで、ぜひ使用していただきたいのがこの「プロトクリンウォーター」

です。プロトクリンウォーターの主成分である次亜塩素酸(HOCl)は、人間の体内で細菌等の異物を分解するために活躍している酵素です。その次亜塩素酸を、便利に活用できるようにしたものが「プロトクリンウォーター」です。厚生労働省認可の食品添加物である次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸を、特殊な製法で水と希釈混合させ、最も除菌効果が大きく、最も安全な領域にpH値を調整した新感覚の除菌・消臭水です。